

Rollstuhl-Schwenksitz Carony

Hersteller AutoAdapt

Transfer vom Rollstuhl in den Autositz ohne Heben.
Das System besteht aus drei Teilen: dem Sitz, dem Rollstuhlfahrgestell und der Drehkonsole.

Im Fahrzeug befindet sich eine Drehkonsole, an die Sie den Rollstuhl andocken können. Sobald Sie andockt sind, schieben Sie den kompletten Sitz vom Fahrgestell auf die Drehplatte. Sie lösen den Sitz vom Fahrgestell und drehen ihn ins Fahrzeug.

Sitz + Fahrgestell = Rollstuhl

Sitz + Drehplatte = Autositz



Für den Rollstuhlschwenksitz Carony sind verschiedene Ausführungen, sowie Zubehör erhältlich

Max. Benutzergewicht: 120 Kg
Gewicht Fahrgestell: 15,5 Kg.



Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder allgemeine Fragen zu KFZ-Umrüstung, dann kontaktieren Sie uns gerne:

Telefonisch: 089 48 88 77

Per Email: info@laberger-muenchen.de

Oder Sie vereinbaren einen Beratungstermin bei uns:
Ampfingstraße 38 - 81671 München